


Pasos para auto colección de hisopos orales:

Hisopos Orales



Paso 1:

Lávese bien las manos con jabón y agua.

Paso 2:

Remueva el dispositivo (hisopo) del paquete con cuidado que no toque otras superficies.

Paso 3:

Mire en el espejo y abra la boca lo más que pueda.

Paso 4:

Con cuidado frota las amígdalas y la (pera) úvula con la punta de algodón del dispositivo (hisopo).

Paso 5:

Destape la tapa del tubo de colección y coloque el dispositivo (hisopo) con la punta de algodón primero asegurando que este sumergido en el líquido.

Paso 6:

Cierre la tapa apretadamente y lávese las manos con jabón y agua.

Recuerde destapar la tapa y no perforar el aluminio del tubo de colección.